

運用コード等	項目名称	項目単位	依頼			依頼・結果	測定方法	検査試薬使用例					
			JLAC10(15折)材料あり	JLAC10(15折)材料	JLAC10(17折)			製造メーカー	機器型式	機種名	試薬メーカー	試薬名称	製造販売JANコード
100100	尿蛋白定量	mg/dl	IA015000001271	IA01500000271	IA01500000127100	mg/dl	ビロロール・レット法	日本電子		BM-1650	和光純薬	マイクTOP-テストコー	(62AM)0160
100101	濃度	U/TP	IA015000001271	IA01500000271	IA01500000127101	mg/dl	ビロロール・レット法	日本電子		BM-1650	和光純薬	マイクTOP-テストコー	(62AM)0160
	蛋白定量(尿)	U-TP	IA015000001271	IA01500000271	IA01500000127101	mg/dl	ビロロール・レット法	日立		日立:7700	和光純薬	マイクTOP-テストコー	16200AMZ00160000
	尿-TP		IA015000001271	IA01500000271	IA01500000127101	mg/dl	ビロロール・レット法				和光純薬	マイクTOP-AR	
100102	一日量	mg/day	IA015000001271	IA01500000271	IA01500000127126	mg/day	ビロロール・レット法	日本電子		BM-1650	和光純薬	マイクTOP-テストコー	(62AM)0160
100103	尿蛋白定量	mg/dl	IA015000001911	IA01500000911	IA01500000191101	mg/dl	試験紙法	アークレイ		オーションマックス	アークレイ	ユリフレット 9UB	
100200	尿糖定量	mg/dl	IA025000001272	IA02500000272	IA02500000127200	mg/dl	グルコキナーゼ法	日本電子		BM-1650	三菱化学アイエンス	イトDLQ GLU	220AJAMX00004000
100201	濃度	U/GU	IA025000001272	IA02500000272	IA02500000127201	mg/dl	グルコキナーゼ法	日本電子		BM-1650	三菱化学アイエンス	イトDLQ GLU	220AJAMX00004000
	尿-Glu		IA025000001272	IA02500000272	IA02500000127201	mg/dl	酵素法(HK-G6PDH法)				シネスト	クイックオートネオGLU-HK	
	一日量	mg/day	IA025000001272	IA02500000272	IA02500000127226	mg/day	グルコキナーゼ法	日本電子		BM-1650	三菱化学アイエンス	イトDLQ GLU	220AJAMX00004000
100203	尿糖定量	mg/dl	IA025000001911	IA02500000911	IA02500000191101	mg/dl	試験紙法	アークレイ		オーションマックス	アークレイ	ユリフレット 9UB	
100204	白血球反応(定性)	+	IA075000001901	IA07500000901	IA07500000190111								
100205	尿白血球	+	IA075000001911	IA07500000911	IA07500000191101		試験紙法	アークレイ		オーションマックス	アークレイ	ユリフレット 9UB	
100206	白血球定性	+	IA075000001911	IA07500000911	IA07500000191111		試験紙法	栄研化学		US-3100R	栄研化学	ウロペーパーⅢ	21600AMZ00655000
	白血球		IA075000001911	IA07500000911	IA07500000191111		試験紙法	テラメックス		US-3100R	栄研化学	ウロペーパーⅢ 栄研'	21700AMZ00652000
	濃度		IA075000001911	IA07500000911	IA07500000191111								
100300	尿沈渣	0	IA105000001662	IA10500000662	IA10500000166200	0	フローサイト法	シスマクス		28B2X10007000114	UF1000i		
100301	尿沈渣	0	IA105000001662	IA10500000662	IA10500000166200	0	フローサイト法	シスマクス		28B2X10007000114	UF-100	シスマクス	
100302	尿沈渣	0	IA105000001662	IA10500000662	IA10500000166200	0	フローサイト法	シスマクス		28B2X10007000114	UF1000i		
100303	尿沈渣	0	IA105000001662	IA10500000662	IA10500000166253	0	フローサイト法	シスマクス		28B2X10007000114	UF1000i		
100304	尿沈渣	0	IA105000001662	IA10500000662	IA10500000166266	0	フローサイト法	シスマクス		28B2X10007000114	UF1000i		
100305	尿沈渣	0	IA105000001662	IA10500000662	IA10500000166285	0	フローサイト法	シスマクス		28B2X10007000114	UF1000i		
100400	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170100	0	顕検(無染色)						
100401	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170151	0	顕検(無染色)						
100402	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170152	0	顕検(無染色)						
100403	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170153	0	顕検(無染色)						
100404	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170154	0	顕検(無染色)						
100405	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170155	0	顕検(無染色)						
100406	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170156	0	顕検(無染色)						
100407	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170157	0	顕検(無染色)						
100408	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170158	0	顕検(無染色)						
100409	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170159	0	顕検(無染色)						
100410	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170160	0	顕検(無染色)						
100411	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170161	0	顕検(無染色)						
100412	尿沈渣	0	IA105000001701	IA10500000701	IA10500000170162	0	顕検(無染色)						

※ 運用コード案はMEDISからは公表しない ※ MEDISから公表時には ①)材料名称が欲しい 2)依頼名称と診療行為名称/コードとの対応が欲しい